



## 1,5 Minuten Timer

Als Unterstützung der chirurgischen Händedesinfektion.



### Technische Daten

Countdown von 1,5 Minuten  
 Material: ABS  
 Batterie: LR41  
 Batterielaufzeit: 8-12 Monate  
 Packungsmaße: 5 cm x 2,3 cm x 5 cm

### Aufbereitung

Das Gerät kann durch eine Wischdesinfektion mittels Bacillol® 30 Sensitive Tissues, Mikrobac® Tissues oder Bacillol® Zero desinfiziert werden. Es sind die jeweiligen Anwendungshinweise zu berücksichtigen.



Alle Sterillium-Produkte, die im OP eingesetzt werden, erfüllen bereits in 90 Sekunden die Chirurgische Händedesinfektion - EN 12791.

### Anwendung: Chirurgische Händedesinfektion

Trockene Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen sorgfältig mit dem Sterillium® Präparat einreiben. Hände gezielt behandeln. Die Hände und Unterarme müssen während 1,5 Minuten vollständig benetzt sein.

### Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER  
 Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111  
 E-Mail: [science-center@hartmann.info](mailto:science-center@hartmann.info)



Wir forschen für  
 den Infektionsschutz  
[hartmann-science-center.com](http://hartmann-science-center.com)



Produktname	Produkteigenschaft	Artikelnummer	Versand-Einh. Packungen
<b>1,5 Minuten Timer</b>	inkl. Batterie	981 323	1
<b>Metallplatte für 1,5 Minuten Timer</b>	magnetisch, 15 cm x 15 cm x 0,1 cm	981 324	1

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.  
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

PAUL HARTMANN AG  
 Paul-Hartmann-Straße 12  
 89522 Heidenheim  
 Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0  
 Fax +49 (0) 7321-36-36  
[info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)